



医療用リストバンド印刷ソフトウェア


かんたんリストバンド

Ver 2.0

かんたんリストバンドは、医療用リストバンドを簡単に印刷できるソフトウェアです。デザイン画面でリストバンドのデザインを行い、電子カルテやExcelなどと連携した印刷、及び、キー入力や診察カード入力によるスタンドアロン印刷が可能です。




かんたんリストバンド入力画面



リストバンドデザイン画面

- ラベル印刷ソフトウェアLabelStar Proで簡単にリストバンドをデザインし、医療用リストバンド LaserBand やZ-Band Fusionに高精度なバーコードを印刷できます。
- 簡易入力画面により、スタンドアロンで印刷できます。
- Excelなどの汎用ソフトからCSV形式やTXT形式でデータを取り込み、印刷できます。
- ファイル監視ソフトLSPWatcherにより、電子カルテ、オーダーエントリーシステムと連携して、患者情報を自動的に取り込み、印刷できます。
- オプションの診察券モードでは、診察券データを読み込んでスタンドアロンで印刷できます。
(磁気カードリーダー機器及びデータのフォーマットの確認などが別途必要)
- Windows7/8/8.1 (32/64bits)環境で動作します。

システム構成例



かんたんリストバンドには、下記のソフトウェアが同梱されています。

- ラベル印刷ソフトウェア LabelStar Pro
- ファイル監視ソフトウェア LSPWatcher


かんたんリストバンド入力データ

かんたんリストバンド印刷画面



印刷項目	内容
患者ID	文字、半角英数字
患者氏名	漢字全角20文字
患者フリガナ	半角カタカナ20文字
性別	選択
生年月日	日付データ
血液型	英字
Rh±	±の表記
フリー項目	文字、半角英数字
サイズ選択	大人用、子供用、乳児用







基本データ設定画面



設定項目	内容
選択印刷データ	9項目
フリー印刷項目	1項目
サイズ指定	3サイズ
CSVファイル指定	3サイズ
ラベルファイル指定	3サイズ
印刷枚数初期値	1枚

※ オプション：診察券モードを使用する際は、別途専用磁気カードリーダーが必要となります。

主なリストバンド



【大人用 / 赤ちゃん用 保護バンド】



LB2-ADULT-P
LB2-BABY-P



【赤ちゃん用足取付紐バンド】



LB2-BABY-SWB
BABY-IDタグ

- このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。
- 本リストバンドは、米国Zebra Technologiesの製品です。かんたんリストバンドは、アイニックスの製品です。

安全に関するご注意 使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください



アイニックスは、ゼブラ社のビジネスパートナーです。
製造：Zebra Technologies (米国)

Auto-ID, Network and Integration

Ainix アイニックス株式会社
AINIX Corporation

本社 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-6-2池尻大橋ビルディング
TEL (03)5728-7500 FAX (03)5728-7510
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-22-20川丸ビル
TEL (06)6838-3071 FAX (06)6838-3117
名古屋営業所 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-45白壁ビル
TEL (052)950-7510 FAX (052)950-7570

http://www.ainix.co.jp/